



## CUBETAS DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL SCIE-PLAS “VARIGEL”

Diseñadas para acomodar varios tamaños de gel. Combinan resolución y flexibilidad con un fácil manejo. Fabricadas en plástico transparente al UV, permiten situar el porta-gel en un trans-iluminador.

3 modelos según tamaño:

- TVG-SYS Sistema completo VariGel Midi para tres tamaños de geles: 10x7, 10x10 y 10x15 cm. Con 2 peines de 15 pocillos.
- VG-SYS Sistema completo VariGel Maxi para cuatro tamaños de geles: 15x7, 15x10, 15x15 y 15x20 cm. Con 2 peines de 15 pocillos.
- VG-FAST 96 Sistema completo VariGel para 96 SSP. Tamaño de gel: 16x17,5 cm. Capacidad: 96x8 muestras.