



## Microscopio estereoscopico Motic SMZ-168-BP

Sistema óptico zoom Greenough

Cabezal binocular inclinado 35° y giratorio 360°

Oculares gran campo WF10X/23mm

Ratio zoom 6.7:1, WD=113mm

Rango de aumento: 0.75X-5X (Aumento Total: 7.5X – 50X)

Base de gran superficie de trabajo con soporte para cabezal

Sistema de enfoque macrométrico con ajuste de tensión

Platina blanca/negra y funda protectora