



Sistema Visualización Enduro GDS

Sistema de alta resolución, compacto, con transiluminador integrado y fácil de instalar y usar. Cámara científica de 5 MP preenfocada, reduciendo pasos en la captura de imágenes. Cámara CCD monocroma de 10 bits, grado científico. Resolución: 5 MB.

2.592 x 1.944 - Altísima sensibilidad: (0,00001 lux). Lente 8 mm.

f 1.4 con tecnología “Smart Capture” que hace innecesario manipular la cámara.

Transiluminador 24x20 cm; 365 nm.

Integrado, deslizable fuera de la cabina para cortar bandas. Puerto para visualización UV, para poder ver el gel sin necesidad de gafas. Control de la luz UV a través del software con interruptor automático de apagado. Sistema de seguridad que apaga la luz UV al abrir la puerta (desactivable por el usuario) . Conexión a PC mediante puerto USB. Software de captura incluido.

Software de análisis cuantitativo TotalLab 1D opcional. Dimensiones: 35x31x69 cm.; Peso: 22 kg. Dos años de garantía.